

Автоклавтарды қауіпсіз пайдалану бойынша дәріс материалдары

Жүйенің жұмыс істеу принципі

Қалыпты жағдайда сұйықтықты қайнау нүктесінен жоғары қыздыру мүмкін емес. Судың температурасы 100 °С-қа жеткен бойда, ол буға айналып, қыздыру аймағынан кетеді. Сұйықтығы бар ыдыста будың қарқынды түзілуі қайнау деп аталады. Егер су ұзақ қайнатылса, ол толығымен буға айналады.

Автоклакта су қайнатылған кезде қайнау температурасы көтеріледі. Бұл былайша болады: судың температурасы 100 °С-қа жақындаған сайын судың булануы күшейеді. Су буы, мәні бойынша газ бола отырып, автоклакта артық қысым жасайды, бұл кейінгі буланудың азаюына әкеледі. Нәтижесінде қысым соншалықты көтеріледі, қайнау тоқтайды және 100 °С-тан жоғары қыздырылған су сұйық күйінде қала береді. Температура неғұрлым жоғары болса, жүйедегі қысым да соғұрлым жоғары болады. Жоғары жылу, әсіресе жоғары қысым жағдайында, микроорганизмдерді жоюға неғұрлым қуатты әсер етеді.

Өнеркәсіптік автоклавтарды пайдалану

Автоклавтарды қолдану кезінде олардың иесі (жұмыс беруші) ыдыстардың тиісті күйін және олардың жұмыс жағдайын қамтамасыз етуге міндетті. Осы мақсатта қысыммен жұмыс істейтін ыдыстардың жарамды күйі мен қауіпсіз пайдаланылуына жауапты, арнайы оқудан өткен тұлға тағайындалады.

Ыдыстарды қызмет көрсету міндеттелген персонал жабдықты қарап тексеру, арматураның, бақылау-өлшеу аспаптарының (БӨА), сақтандыру және блоктау құрылғыларының жұмысын тексеру және ыдыстарды жарамды күйде ұстау арқылы өзіне сеніп тапсырылған жабдыққа мұқият бақылау жүргізуі тиіс. Тексеру мен қарап шығу нәтижелері ауысым журналына жазылуы керек.

1. Жалпы ережелер

1.3. Тыйым салынады:

1.3.1. Стерилизаторды және стерилизаторлар орнатылатын үй-жайды тексеру актісі, денсаулық сақтау мекемесі бойынша стерилизациялау бөлімшесін ашу және стерилизаторды пайдалануға беру туралы бұйрық болмаған жағдайда, сондай-ақ белгіленген мерзімде техникалық куәландыру талаптарына сәйкестігіне тексеруден өтпеген бу стерилизаторларын пайдалануға.

1.3.2. Монтаждау, жөндеу және пайдалану процесінде стерилизатордың конструкциясына өзгерістер енгізуге.

1.3.3. Алдын ала оқудан өтпеген және аттестатталмаған техникалық және медициналық персоналды медициналық бу стерилизаторларын пайдалануға жіберуге.

2. Стерилизаторларды және стерилизациялау бөлімшелерін пайдалануға беру тәртібі

2.1. Жалпы нұсқаулар

2.1.1. Стерилизациялау бөлімшелерін ұйымдастыру кезіндегі жұмыстарды орындау кезектілігі, комиссия құрамы және кезең-кезеңімен жасалатын қажетті құжаттардың тізбесі 1-қосымшада (анықтамалық) келтірілген.

2.1.2. Стерилизациялау үй-жайларын тексеру жөніндегі комиссия жұмысының тәртібі мыналарды қамтиды:

- техникалық құжаттаманы қарау;
- үй-жайды және стерилизаторды қарап тексеру;
- стерилизациялау үй-жайын тексеру актісін жасау және бекіту.

2.1.3. Стерилизациялау бөлімшесін ашуға және стерилизаторларды пайдалануға беруге комиссияның барлық ескертулері жойылғаннан кейін және емдеу мекемесі бойынша стерилизаторларды қадағалау мен қауіпсіз пайдалануды ұйымдастыру туралы бұйрық шыққаннан кейін рұқсат етіледі. Бұйрық нысаны 2-қосымшада (ұсынылатын) келтірілген.

2.1.4. Стерилизаторды пайдалануға берер алдындағы техникалық куәландыру көлемі мен оны өткізу әдістемесі стерилизатордың пайдалану құжаттамасымен және осы Салалық әдістемелік нұсқаулықтың (СӘН) 4.3-тармағымен анықталады.

2.1.5. Бу стерилизаторын орнатуды пайдалану құжаттамасына сәйкес тиісті рұқсаты бар емдеу мекемесінің штаттық персоналы немесе мамандар жүзеге асырады.

2.1.6. Әрбір стерилизатор орнатылғаннан кейін онда мыналар көрсетілген тақтайша болуы тиіс:

- стерилизаторларды есепке алу және куәландыру кітабының тіркеу нөмірі;
- рұқсат етілген қысым;
- келесі ішкі тексеру мен гидравликалық сынақ өткізілетін жыл, ай және күн.

2.1.7. Стерилизаторды орнату туралы актіге «Медтехника» жергілікті бөлімшесінің немесе дайындаушы зауыттың өкілдері және мекеменің қауіпсіз пайдалануды қадағалауға жауапты тұлғалары қол қояды.

2.1.8. Стерилизациялау бөлімшесін пайдаланудың басталуы емдеу мекемесі бойынша бұйрықпен ресімделеді.

2.1.9. Мекеме әкімшілігі стерилизаторлардың пайдаланылуын қамтамасыз етуге және стерилизациялау бөлімшелерін стерилизатордың пайдалану құжаттамасы мен осы СӘН талаптарына сәйкес ұстауға міндетті.

2.2. Бу стерилизаторларын орнатуға арналған үй-жайларға қойылатын талаптар.

2.2.1. Көлемі шағын, 30 текше дм-ден аспайтын бу стерилизаторларын орнатуға емдеу-профилактикалық мекемелердің кез келген өндірістік үй-жайларында, бу стерилизаторларын пайдалануға арналған үй-жайларға қойылатын негізгі талаптарды және СӘН-ге (салалық әдістемелік нұсқаулық) енгізілген қауіпсіздік шараларын сақтай отырып рұқсат етіледі.

2.2.2. Көлемі орташа (220 текше дм-ден аспайтын) және үлкен (220 текше дм-ден астам) бу стерилизаторларын орнату стерилизатордың пайдалану құжаттамасының және осы СӘН (2-бөлім) талаптарына сәйкес үй-жайларда жүзеге асырылуы тиіс.

2.2.3. Бу стерилизаторларын орнатуға арналған барлық үй-жайлардың табиғи және жасанды жарықтандыруы, терезелерінде фрамугалары немесе желкөздері және ағынды-сору желдеткіші болуы тиіс.

2.2.4. Есік үй-жайдан сыртқа қарай ашылуы тиіс және стерилизатор жұмыс істеп тұрған кезде құлыпталмауы керек. Есіктер шыныланбаған болуы тиіс.

2.2.5. Еден ток өткізбейтін материалдардан жасалуы тиіс. Ток өткізгіш еденнің (плиткалы, ксилолитті және т.б.) жұмыс аймағын «Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын пайдалану және сынау қағидаларының» талаптарына жауап беретін диэлектрлік резеңке кілемшемен жабу қажет.

2.2.6. Үй-жайлардың қабырғаларын, төбесін, еденін қаптау немесе бояу санитарлық өңдеу құралдарына төзімді болуы және бұл ретте жағымсыз иістер мен токсикалық заттар бөліп шығармауы тиіс. Қабырғаларды (еденнен кемінде 1,8 м биіктікке дейін) жылтыратылған плиткамен қаптау, қабырғалар мен төбені сулы-эмульсиялық бояумен бояу ұсынылады. Нитробояуларды қолдануға тыйым салынады.

2.2.7. Электрлік стерилизаторлар желіге автономды айырғыш (рубильник) немесе автоматты ажыратқыш арқылы қосылады. Стерилизаторды штепсельдік розетка арқылы қосуға үзілді-кесілді тыйым салынады. Айырғыш немесе автоматты ажыратқыш еденнен 1,6 м биіктікте және стерилизатор орналасқан жерден 1 м-ден аспайтын қашықтықта орнатылады. Осы айырғышқа немесе автоматты ажыратқышқа басқа электр энергиясын тұтынушыларды қосуға тыйым салынады.

2.2.8. Отты стерилизаторлардан басқа барлық стерилизаторлар «Электромедициналық аппаратураны қорғаныстық жерге тұйықтау жөніндегі нұсқаулықтың» талаптарына сәйкес жерге тұйықталуы тиіс. Жерге тұйықтағыш өткізгіш ретінде су құбырларын, орталық жылыту, кәріз желілерін, ыстық және жарылыс қаупі бар қоспаларға арналған құбыржолдарды пайдалануға тыйым салынады.

2.2.9. Стерилизациялау бөлімшелері үй-жайларының құрамы орнатылатын жабдықтың санымен, стерилизаторлардың конструкциялық ерекшеліктерімен, талаптарды ескере отырып анықталады.

2.2.10. Стерилизаторлар үй-жайда олардың ешқайсысы басқа стерилизаторды, стерилизациялау бөлмесінің кез келген жабдығын, сондай-ақ қызмет көрсетуші персоналды эвакуациялауға кедергі келтірмейтіндей етіп орналастырылуы тиіс. Эвакуациялық жолдың ені кемінде 2 м болуы тиіс. Стерилизаторларды орнатудың үлгілік жоспары 3-қосымшада келтірілген.

2.2.11. Үй-жайлардың ауданы мекемедегі төсек-орын санын ескере отырып, «Денсаулық сақтау мекемелерін жобалау жөніндегі құралға» сәйкес анықталады. Ауруханалар, диспансерлер, перзентханалар, стационарлар

жанындағы дәріханалар үшін орталықтандырылған стерилизациялау үй-жайларының ауданы 4-қосымшада келтірілген.

2.2.12. Стерилизациялау бөлімшелерін жертелелерде және цокольді кабаттарда орналастыруға жол берілмейді.

2.2.13. Стерилизациялау үй-жайында уақытша (фанера, шыны және т.б.) қалқалар болмауы тиіс. Стерилизациялау бөлмесінде стерилизаторларды пайдалануға немесе жөндеуге қатысы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады.

2.2.14. Стерилизациялау үй-жайындағы едендер тегіс, деңгей ауытқуларысыз және сатыларсыз болуы тиіс (деңгей ауытқулары болған жағдайда, көлденең жазықтыққа 15°-тан аспайтын бұрышты құрайтын жайлы пандустар қарастырылуы тиіс).

2.2.15. Қолданылатын қыздыру шамдары бар жарықтандыру аспаптарында тұтас (жабық) шашыратқыштар қарастырылуы тиіс.

2.2.16. Стерилизациялау үй-жайында «Электр қондырғыларын орнату қағидаларының», «Электромедициналық аппаратураны қорғаныстық жерге тұйықтау жөніндегі нұсқаулықтың» талаптарына сәйкес орындалған, үй-жайдың периметрі бойынша еденнен 20 см биіктікте төселген, кедергісі 10 Ом-нан аспайтын қорғаныстық жерге тұйықтау шинасы қарастырылуы тиіс. Шинада медициналық мақсаттағы бұйымдарды жуу, дезинфекциялау және стерилизация алдындағы өңдеу кезеңдерінде қолданылатын медициналық жабдықтардың басқа түрлерін қосуға арналған клеммалар қарастырылуы тиіс.

2.2.17. Электр энергиясын тұтынушылардың жалпы ажыратқышын стерилизациялау үй-жайына кіреберістің алдында орнату қажет.

2.2.18. Стерилизациялау үй-жайы автоматты өрт дабылымен жабдықталуы тиіс.

2.2.19. Стерилизациялау үй-жайында сыртқы және ішкі телефон байланысы қарастырылуы тиіс.

2.3. Стерилизациялау бөлімшелері техникалық құжаттамасының құрамы.

2.3.1. Стерилизациялау жабдығының техникалық күйі, оны қызмет көрсетуші персоналдың дұрыс және қауіпсіз пайдалануы туралы сенімді ақпаратты көрсету мақсатында мекемелердің стерилизациялау бөлімшелерінде мынадай құжаттар болуы тиіс:

- стерилизациялау циклдерін есепке алу журналы (5-қосымша);
- жұмыс орнында нұсқаулық өткізу журналы (6-қосымша);
- стерилизатор бөлмелерінде жұмыс істеу кезіндегі техника қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулық (7-қосымша. Үлгілік нұсқаулық);
- бу стерилизаторын дұрыс жүктеу бойынша жадынама-ұсыным (8-қосымша);
- стерилизатордың паспорты (2-қосымша).

2.3.2. Стерилизациялау бөлімшесі орталықтандырылған көзден бұмен қамтамасыз етілген жағдайда, техника қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықта бу құбырымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік талаптары көрсетілуі тиіс.

3. Бу стерилизаторларын пайдаланатын медициналық персоналды даярлау тәртібі

3.1. Стерилизаторларды қадағалауға және қауіпсіз пайдалануға жауапты болып тағайындалған тұлғалар кадрлардың біліктілігін арттыру курстарында алдын ала оқудан өтуі тиіс.

3.2. Медициналық персоналды стерилизаторларды пайдалану қағидалары және олармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік қағидаларын сақтау бойынша оқыту арнайы бағдарлама бойынша жүргізіледі.

3.3. Медициналық персоналды оқытуды ұйымдастыру мекеме басшылығына жүктеледі. Оқыту тиісті бейіндегі оқу-курстық комбинаттарда өткізіледі.

3.4. Курс аяқталғаннан кейін емтихан тапсырған тұлғаларға куәлік беріледі. Олар жыл сайын білімін тексеруден өтіп, куәлікке аттестаттау жүргізілгені туралы белгі соқтыруға міндетті.

3.6. Стерилизаторларға қызмет көрсететін персоналдың қасында куәлігі болуы тиіс.

3.7. Куәлігі жоқ тұлғаларды стерилизаторларға қызмет көрсетуге жіберуге тыйым салынады.

3.10. Қызмет көрсетуші персоналдың өз бетінше жұмыс істеуге рұқсат алу құқығына білімін тексеру келесі жағдайларда жүргізіледі:

- мамандығы бойынша жұмыста бір жылдан астам үзіліс болғанда;
- бұрын басқа мекемелерде аттестатталған персоналды жұмысқа қабылдағанда.

3.12. Стерилизаторлармен өз бетінше жұмыс істеу құқығына аттестатталған қызметкерлердің тізімі мекеме бойынша бұйрықпен ресімделеді.

4. Техникалық персоналдың стерилизаторларды пайдалану қағидалары

4.1. Жалпы нұсқаулар

4.1.1. Стерилизаторларды пайдалану процесінде техникалық персонал жұмыстың келесі негізгі түрлерін орындайды:

- стерилизаторларды монтаждау, орнату, пайдалануға беру және демонтаждау;
- техникалық қызмет көрсету;
- стерилизаторды сыртқы және ішкі қарап тексеруді және гидравликалық сынақтар жүргізуді қамтитын техникалық куәландыру.

4.1.2. Стерилизаторларды пайдалану бойынша барлық жұмыстарды бу стерилизаторларын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша өз бетінше жұмыс істеуге рұқсаты бар, арнайы оқытылған техникалық персонал ғана жүзеге асыруы тиіс.

4.1.3. Емдеу мекемесінің техникалық персоналы орындайтын жұмыстар стерилизатордың пайдалану құжаттамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.

4.2. Стерилизаторларды монтаждау, орнату, пайдалануға беру және демонтаждау тәртібі

4.2.1. Стерилизаторларды монтаждауды мамандандырылған ұйымдар жүзеге асырады.

4.2.2. Стерилизаторлардың аса күрделі модельдерін монтаждауды дайындаушы кәсіпорындар, ал импорттық модельдерді — жеткізуші фирмалар немесе олардың өкілетті өкілдері жүзеге асырады.

4.2.3. Денсаулық сақтау мекемесінің стерилизаторларды монтаждау және баптау үшін мамандарды шақыртуы монтаждау ұйымының кәсіпорнымен келісілуі тиіс.

4.2.4. Стерилизаторларды монтаждау барлық құрылыс, электротехникалық және әрлеу жұмыстары аяқталған, жобаға және ҚНЖЕ-ге (СНиП) сәйкес келетін үй-жайларда стерилизатордың пайдалану құжаттамасы бойынша жүргізіледі.

4.2.5. Стерилизаторларды іске қосу-баптау жұмыстары (баптау, реттеу, сынап көру, апробациялау) тұрақты энергия және сумен жабдықтау, жерге тұйықтау құрылғылары және стерилизаторлардың жұмысын қамтамасыз ететін басқа да инженерлік коммуникациялар болған кезде жүргізіледі.

4.2.6. Кепілдік мерзімінде пайдалануға беру процесінде анықталған импорттық стерилизаторлардың ақаулары дайындаушы фирмалардың есебінен жойылады.

4.3. Техникалық куәландыруды өткізу тәртібі

4.3.1. Техникалық куәландыруды техникалық жарамды күйіне жауапты тұлғалар, монтаждау ұйымының мамандары жүргізеді.

4.3.2. Стерилизаторлар жұмысқа қосылар алдында, мерзімді түрде және мерзімінен бұрын техникалық куәландырудан өтуі тиіс.

4.3.3. Техникалық куәландыруды өткізу мерзімділігі стерилизатордың пайдалану құжаттамасында белгіленеді.

4.3.4. Стерилизатор келесі жағдайларда мерзімінен бұрын техникалық куәландырудан өткізіледі:

- дәнекерлеуді қолдана отырып жөндеу жұмыстарын жүргізгенде;
- демонтаждау және оны жаңа орынға орнатқанда;
- стерилизаторларды қадағалауды жүзеге асыратын тұлға немесе техникалық жарамды күйіне және қауіпсіз пайдалануға жауапты тұлғалар белгілеген қажеттілік туындағанда.

4.3.5. Техникалық куәландыру процесінде келесі жұмыстар жүргізіледі:

4.3.5.1. Стерилизатордың сыртқы беттерін қарап тексеру. 4.3.5.2. Сыртқы беттерде ақаулар анықталған жағдайда оларды жою. 4.3.5.3. Орнатылған арматураның, бақылау-өлшеу аспаптарының және сақтандыру клапандарының жарамдылығын тексеру;

- тірек конструкцияларының күйін, жерге тұйықтаудың болуын, жазбалардың күйін тексеру;
- стерилизатордың қолжетімді ішкі беттерін қарап тексеру. 4.3.5.4. Манометрлер мен вакуумметрлерді тексеру, оларды пломбалау немесе

таңбалау 12 айда кемінде бір рет жүргізілуі тиіс. 4.3.5.5. Гидравликалық сынақтар.

4.3.6. Стерилизаторлардың қолжетімді ішкі беттерін қарап тексеру келесі тәртіппен жүргізіледі:

- стерилизациялау камерасынан стерилизацияланатын материалдар, сондай-ақ ондағы оларды орналастыруға арналған құрылғылар алынады;
- қысыммен жұмыс істейтін стерилизатордың барлық тораптарынан қорғаныс қаптамалары алынады;
- бу-су және стерилизациялау камераларының қабырғалары, бу генераторы қақтан немесе коррозия өнімдерінен мұқият тазартылады, кристалдар аралық коррозия іздерін, шұңқырларды, майысқан жерлерді және басқа да ақауларды анықтау үшін қарап тексеріледі;
- стерилизатордың арматурасы алынады, қақтан тазартылады және жөнделеді, крандар мен клапандар сүртіледі (стерилизатордың пайдалану құжаттамасына сәйкес);
- техникалық күйіне байланысты стерилизаторды пайдалануға тыйым салынады немесе ол гидравликалық сынақтан өткізіледі, оның нәтижелері бойынша оны әрі қарай пайдалану мүмкіндігі туралы қорытынды беріледі. (Гидравликалық сынақтарды өткізу тәртібі СӨН-де және стерилизатордың пайдалану құжаттамасында анықталған.)

4.3.7. Стерилизаторды техникалық куәландыру нәтижелеріне байланысты оны пайдалануға рұқсат беріледі немесе тыйым салынады.

4.3.8. Келесі техникалық куәландырудың нәтижелері мен мерзімдерін техникалық куәландыруды жүргізген тұлға стерилизатордың паспортына және стерилизаторларды есепке алу және куәландыру кітабына жазуы тиіс.

4.4. Гидравликалық сынақтарды өткізу тәртібі

4.4.1. Гидравликалық сынақтар процесінде келесі жұмыстар жүргізіледі:

- сынақтан өткізілетін ыдыстар (бу генераторы, стерилизациялау камерасы) сумен толтырылады;
- сынақтан өткізілетін ыдыстардағы судың қысымы стерилизатордың нақты түріне арналған паспортта көрсетілген жұмыс қысымынан 1,5 есе асатын шамаға дейін жеткізіледі;
- белгіленген қысым 5 минут бойы сақталады, содан кейін стерилизатордың паспортында көрсетілген жұмыс қысымына дейін төмендетіледі;
- ықтимал үзілулерді, қабырғалардың деформациясын, ағуды, дәнекерленген жіктер мен қосылыстарда ылғалдың болуын анықтау үшін сынақтан өткізілетін ыдыстың беті қарап тексеріледі.

4.4.2. Егер мыналар анықталмаса, стерилизатор сынақтан өтті деп танылады:

- стерилизатор, бу генераторы қабырғаларының және басқа да бөлшектер мен тораптардың үзілу белгілері;
- стерилизатор қабырғаларының ісінуі немесе деформацияның басқа белгілері;

- дәнекерленген қосылыстардағы ылғалданулар;
- құбыржол арматурасының қосылыстарындағы герметикалықтың бұзылуы.

4.4.3. Дәнекерленген жіктер мен қабырғаларда тамшылар мен ылғалдану анықталған жағдайда, стерилизатор гидравликалық сынақтардан өтпеген деп есептеледі.

4.4.4. 8 жылда 1 реттен сиретпей өткізілетін гидравликалық сынақтармен бірге келесі техникалық куәландырулардың нәтижелері мен мерзімдерін сынақтарды жүргізген тұлға стерилизатордың пайдалану құжаттамасына және стерилизаторларды есепке алу мен куәландыру кітабына жазуы тиіс.

4.5. Стерилизаторларға техникалық қызмет көрсетуді өткізу тәртібі.

4.5.1. Орнатылған жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу үшін стерилизаторлардың иесі болып табылатын ұйым мамандандырылған ұйымдармен шарт жасасуы тиіс. Стерилизаторларға техникалық қызмет көрсетуге, жөндеуге, монтаждауға және баптауға тиісті оқудан өткен және тиісті куәлігі бар мекемелердің штаттық персоналына рұқсат етіледі. Медициналық техникаға техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру тәртібі «Медициналық техникаға кешенді техникалық қызмет көрсету, жөндеу, монтаждау және баптау туралы» үлгілік ережемен регламенттеледі.

5. Медициналық персоналдың стерилизаторларды пайдалану қағидалары

5.1. Стерилизаторды жұмысқа дайындау тәртібі

5.1.1. Бу стерилизаторында жұмысты бастамас бұрын қызмет көрсетуші персонал:

- сыртқы ақауларды анықтау мақсатында бу түзушінің, стерилизациялау камерасының, құбыржолдардың, корпусың қолжетімді сыртқы беттерін қарап тексеруге;
- стерилизациялау камерасының қақпағы немесе есіктерінің бекітілуін қарап тексеруге;
- шынының бүтіндігін және тілшенің нөлдік белгіде тұрғанын анықтау мақсатында манометрді қарап тексеруге;
- су өлшейтін шынының бүтіндігін тексеруге;
- стерилизатор корпусының жерге тұйықталуын тексеруге;
- егер еден ток өткізгіш материалдан жасалған болса, стерилизатор алдында диэлектрлік резеңке кілемшенің бар-жоғын тексеруге;
- басқару панелінің пультінде индикаторлық шамдардың, өздігінен жазғыштардың, жүктеу және түсіру құрылғыларының және т.б. бар-жоғын тексеруге;
- стерилизатордың пайдалану құжаттамасына сәйкес сақтандыру клапанының жұмысын тексеруге;
- ауа тығындарының пайда болуына жол бермей, бу түзушіні сумен толтыруға міндетті. Стерилизациялау бөлімшесі орталықтандырылған

бумен жабдықтау жүйесінен бу алатын жағдайда, бөлімшеде бу беруді қосу мен ажырату кезектілігінің нұсқаулықтары әзірленуі тиіс.

5.1.2. Ақаулар анықталған жағдайда (су көрсеткіш шынының сынуы, тығыздағыштың үзілуі, стерилизатор корпусының зақымдануы, манометр тілшесінің нөлдік белгіден ауытқуы және т.б.) жұмыс басталмайды, ал ақаулар туралы стерилизаторды қауіпсіз пайдалануға жауапты тұлғаға хабарланады.

5.2. Стерилизация жүргізу (жалпы нұсқаулар)

5.2.1. Ақаулар болмаған жағдайда, пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес стерилизацияланатын материалдарды ескере отырып, стерилизация параметрлері (температура, қысым, уақыт) белгіленеді.

5.2.2. Толтырылған стерилизациялау қораптарына немесе жұмсақ қаптамаға оралған, стерилизациялауға дайындалған бұйымдарға ішіндегі заттар мен стерилизацияланған күні көрсетілген бирка бекітілуі тиіс.

5.2.3. Импорттық бу стерилизаторын пайдалану кезінде персонал оның паспортында баяндалған талаптарға сәйкес жұмысты жүзеге асыруы тиіс.

5.2.4. Стерилизацияның әрбір аяқталған циклінен кейін персонал камераға жүктелген объектілерді стерилизациялау процесінде қажетті стерилизация температурасына қол жеткізілгеніне көз жеткізуі тиіс. Бақылау стерилизациялау камерасының әртүрлі аймақтарына немесе ерітіндісі бар құтының ішіне орналастырылған химиялық термотесттің үш үлгісінің түсінің немесе физикалық күйінің өзгеруі бойынша және термограмма бойынша жүзеге асырылады.

5.2.5. Бу стерилизаторларының жұмысына бактериологиялық бақылауды қалалық дезинфекциялау станциясының немесе СЭҚ (СЭС) дезинфекциялау бөлімдерінің қызметкерлері жүзеге асырады:

- орталықтандырылған стерилизациялау бөлімшелерінде жылына кемінде 2 рет;
- орталықтандырылған стерилизациялау бөлімшелері жоқ емдеу-профилактикалық мекемелерде жылына кемінде 1 рет.

5.2.6. Стерилизаторды баклабораториялардың теріс талдау нәтижелерін алғаннан кейін ғана пайдалануға болады.

5.3. Ерітінділері бар құтыларды стерилизациялауды жүргізу 5.3.1. Жалпы мақсаттағы бу стерилизаторларында ерітінділерді стерилизациялау кезінде қауіпсіз жұмыс істеу, ыстық стерилизацияланған ерітіндісі бар құтылардың «жарылу» мүмкіндігін болдырмау және стерилизациялау процесінің сенімділігін қамтамасыз ету үшін персонал мынадай қағидаларды сақтауы тиіс:

1. Біркелкі қыздыру үшін стерилизациялау камерасына жүктелген құтылар көлденең жазықтықта кемінде 1 мм және тік жазықтықта кемінде 5 мм саңылаумен арнайы жүктеу сыйымдылықтарына (перфорацияланған кассеталарға, себеттерге, стерилизациялау қораптарына) орналастырылуы тиіс.

2. Бу түзушіні сумен толтыру және ауаны шығару үшін стерилизациялау камерасын үрлеу стерилизаторды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.
3. Персонал стерилизация режимдерін (қысым, температура, стерилизациялық ұстау уақыты) сақтауы тиіс.
4. Стерилизациялық ұстау уақыты аяқталғаннан және стерилизаторды электр желісінен ажыратқаннан кейін персонал «камераға бу жіберу» вентилін жауып, 15-20 минут ішінде «камерадан ауа, бу шығару» вентилін толық ашпау арқылы стерилизациялау камерасындағы қысымды біртіндеп төмендетуі тиіс: 3-4 минут ішінде стерилизациялау камерасындағы қысым 0,2 атм-нан аспайтын шамаға төмендеуі керек.
5. Стерилизациялау камерасындағы қысым атмосфералық деңгейге дейін төмендегенде (бұл туралы манометр тілшесінің шкаланың «0» белгісіне қарсы орналасуы бойынша анықталады), стерилизациялау камерасының есіктері немесе қақпағы бекіткіштерін (ысырмасын) босатып, артық қысымның жоқтығына көз жеткізу керек, содан кейін қалған буды толық шығару үшін камераны 10-15 минутқа сәл ашып қою керек. Егер стерилизатор стерилизацияланған нысандарды вакуумдық кептіру жүйесімен жабдықталған болса, атмосфералық ауа стерилизациялау камерасына берілетін вентильді немесе кранды ашу керек. Бұл талаптар орындалмаған жағдайда, қалған будың конденсациялануы және камерадағы қысымның атмосфералық қысымнан төмендеуі салдарынан стерилизациялау камерасының есіктері немесе қақпағы «жабысып қалуы» мүмкін. Осы себептерге байланысты стерилизациялау камерасына «камерадан ауа, бу шығару» вентилі немесе краны арқылы су сорылуы мүмкін, оның келте құбырына стерилизациялау камерасынан шығарылатын буды конденсациялауға арналған салқындатқыш суы бар сыйымдылыққа батырылған резенке түтік кигізіледі.
6. Атмосфералық ауа температурасы 18 °С-тан төмен болғанда, стерилизациялау камерасының есіктерін немесе қақпағын ашпас бұрын стерилизациялау бөлмесіндегі фрамуганы немесе желкөздерді жабу керек. Суық ауа 120 °С-қа дейін қыздырылған, ішіндегі ерітінді артық қысымда болатын құтыға тиген кезде құтылардың термиялық сынуы (жарылуы) орын алуы мүмкін.
7. Қалған бу стерилизациялау камерасынан толық шыққаннан кейін оның қақпағы немесе есігі фиксациядан толық босатылып, ашылады.
8. Стерилизацияланған ерітіндісі бар құтыларды немесе жүктеу сыйымдылықтарын стерилизациялау камерасының қақпағы немесе есіктері ашылғаннан кейін кемінде 20-30 минуттан соң, қақпақты қалқан етіп пайдалана отырып, камерадан шығаруға рұқсат етіледі. Осы кезеңде құтыдағы стерилизацияланған ерітіндінің температурасы мен артық қысым біршама төмендейді. Натрий гидрокарбонаты ерітіндісін стерилизациялау кезінде құтыдағы қысымды төмендету үшін кемінде 40-45 минут уақыт ұстау қажет.

9. Ыстық құтыларды стерилизациялау камерасынан немесе жүктеу арбалары мен сыйымдылықтарынан шығару және оларды жұмыс орнына орналастыру кезінде сүлгі немесе қолғап пайдалану ұсынылады. Бұл жұмысты құтылардың шайқалуына, кенеттен жұлқынуына және соғылуына жол бермей, ерекше ұқыптылықпен жүргізу қажет. Құты «жарылған» жағдайда персоналды шыны бөлшектерінен жарақаттанудан қорғау мақсатында ашық жүктеу сыйымдылығын (кассетаны, себетті) стерилизациялау камерасынан шығарар алдында сүлгімен немесе 1-2 қабатты сулықпен жабу ұсынылады.
10. Құтыларды стерилизациялау камерасынан шығарғаннан кейін сынған құтылардан қалған шыны бөлшектерінің жоқтығына көз жеткізу керек, ал олар болған жағдайда бұл бөлшектерді камерадан алып тастау керек. Сондай-ақ шыны бөлшектерінің, затбелгінің немесе басқа заттардың «камерадан ауа, бу шығару» вентилі бар құбыржолдың шығу тесігіне түспегеніне көзбен қарап көз жеткізу қажет.
11. Құтылардағы ерітінділерді стерилизациялау кезінде вакуумдық кептіру жүйесін қолдануға (пайдалануға) үзілді-кесілді тыйым салынатынын есте сақтау қажет.
12. Көлемі 100 мл-ден асатын стерилизацияланған ерітіндісі бар құтыларды стерилизациялау камерасында (стерилизацияланған ерітіндінің көлеміне байланысты) олардың температурасы 80 °C-қа дейін немесе одан төмен түскенше ұстау ұсынылады.

6. Бу стерилизаторларымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік талаптары

6.1. Жалпы нұсқаулар

6.1.1. Осы Салалық әдістемелік нұсқаулықтар (СЭН) медициналық бу стерилизаторларын монтаждауды, жөндеуді және пайдалануды жүзеге асыратын барлық лауазымды тұлғалардың, медициналық және инженерлік-техникалық персоналдың орындауы үшін міндетті болып табылады.

6.1.2. Бу стерилизаторларын пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарын бұзғаны үшін кінәлі лауазымды тұлғалар, медициналық және инженерлік-техникалық персонал, бұзушылықтың аварияға немесе адамдармен болатын жазатайым оқиғаға әкеп соқтырғанына қарамастан, жеке жауапты болады. Бұзушылықтардың сипатына байланысты барлық аталған тұлғалар тәртіптік, әкімшілік, материалдық және қылмыстық жауаптылыққа тартылуы мүмкін.

6.1.3. Әрбір жазатайым оқиға туралы зардап шегуші немесе оқиғаның куәгері дереу тиісті басшыға хабарлауға тиіс. Басшы зардап шегушіге алғашқы көмек ұйымдастыруға, оны емдеу мекемесіне жеткізуге, мекеме басшысына, еңбекті қорғау жөніндегі инженерге немесе оның функцияларын орындайтын тұлғаға және кәсіподақ комитетіне болған оқиға туралы хабарлауға, егер бұл айналадағы жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмесе және аварияға әкеп соқтырмаса, жұмыс орнындағы жағдай

мен жабдықтың күйін оқиға болған сәттегідей тергеп-тексеру үшін сақтауға тиіс.

6.1.4. Бу стерилизаторларын пайдалану кезінде мыналар әлеуетті қауіпті факторлар болып табылады:

- **жоғары қысым;**
- электр тогы;
- жоғары температура;
- шу;
- ылғалды орта.

6.1.5. Бу стерилизаторларымен жұмыс істеу кезінде пайдалану қағидаларын және қауіпсіздік талаптарын сақтамау мынадай салдарға әкеп соғуы мүмкін:

- электр тогының соғуы;
- стерилизатордың қызған сыртқы бөліктеріне және стерилизацияланатын нысандарға жанасудан болатын күйіктер;
- стерилизациялау камерасы мен арматураның герметикалығы бұзылған кезде бумен күйіп қалу;
- ерітінділері бар құтыларды стерилизациялау кезіндегі механикалық жарақаттар.

6.2. Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды жою жөніндегі қорғаныс шаралары мыналарды қамтиды:

6.2.1. Медициналық және техникалық персоналдың бу стерилизаторларында жұмыстың барлық түрлерін орындау кезінде стерилизатордың пайдалану құжаттамасына және осы СӘН-ге сәйкес техника қауіпсіздігі қағидаларын сақтауы.

6.2.2. Бу стерилизаторларын пайдалану кезінде еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтарды, плакаттарды және жазуларды белгіленген тәртіппен әзірлеу, келісу және бекіту. Осы СӘН, пайдалану құжаттамасы және «Стерилизациялау бөлімшелерінде жұмыс істеу кезіндегі техника қауіпсіздігі бойынша үлгілік нұсқаулық» негізінде стерилизаторларды пайдаланатын бөлімшелерде, сондай-ақ жөндеу кәсіпорындарында бу стерилизаторларын монтаждауды, техникалық қызмет көрсетуді, жөндеуді және пайдалануды орындайтын персонал үшін нақты мекемеде стерилизаторларды медициналық-технологиялық пайдалану ерекшеліктерін ескеретін «Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар» әзірленуі тиіс. «Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды» құрылымдық бөлімшенің басшысы әзірлейді, оларды мекеме басшысы немесе бас инженері және кәсіподақ комитетінің қаулысымен бекітіледі, еңбекті қорғау жөніндегі инженермен және кәсіподақ комитетінің төрағасымен келісіледі. Өрт қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықтарда өрт болған жағдайда қызмет көрсетуші персоналдың шұғыл эвакуациялау кезіндегі іс-қимыл жоспары айқындалуға тиіс.

6.2.3. Стерилизаторларды монтаждау, техникалық қызмет көрсету және пайдалану кезінде персоналды жеке қорғау үшін мыналар қажет:

- диэлектрлік қолғаптар;

- басты қорғауға арналған плексиглас қалқанша (ерітінділері бар құтыларды стерилизациялау кезінде механикалық жарақаттардан қорғау үшін);
- кернеуі 12 В немесе 36 В-тан аспайтын қауіпсіз тасымалы шам;
- термиялық және ылғалға төзімді алжапқыш;
- диэлектрлік саптары бар құрал-сайман;
- шұға биялайлар;
- екі қабатты мақта-мата тоқылған қолғаптар;
- алғашқы медициналық көмек көрсету үшін қажетті құралдар мен дәрілік заттар жиынтығы бар алғашқы көмек қобдишасы. Стерилизациялау бөлімшесінің немесе құрамына стерилизациялау бөлмелері кіретін құрылымдық бөлімшенің басшысы, сондай-ақ стерилизаторларды пайдалануды жүзеге асыратын персонал қолданыстағы техника қауіпсіздігі қағидалары мен тиісті нұсқаулықтардың сақталуына, сондай-ақ орындаушылардың, айналадағы тұлғалардың және қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жұмыс орнында қабылданған қорғаныс шараларының жеткіліктілігі мен толықтығына жауапты болады.

6.2.4. Мынадай жағдайларда бу стерилизаторларын пайдалануға жол берілмейді және олар жөнделуге тиіс:

- электр сымдары оқшауламасының электрлік беріктігі пайдалану жөніндегі нұсқаулықта немесе паспортта көрсетілген нормалардан төмендегенде;
- стерилизатордың жанасуға болатын бөліктері мен желілік бөлігі арасындағы жылыстау токтарының нормалары пайдалану жөніндегі нұсқаулықта немесе паспортта көрсетілгеннен асқанда;
- пайдалану жөніндегі нұсқаулық сақталғанына қарамастан, стерилизатордағы қысым рұқсат етілген шектен жоғары көтерілгенде;
- сақтандыру клапандары ақаулы болғанда;
- қысыммен жұмыс істейтін стерилизатор элементтерінде жарықтар, ісінулер, будың (сұйықтықтың) шығуы немесе дәнекерленген жіктерде дымқылдану, болтты қосылыстарда ағу, тығыздағыштардың үзілуі анықталғанда;
- манометрлер ақаулы болғанда және оларды тексеру мерзімдері өткенде;
- сұйықтық деңгейінің көрсеткіші ақаулы болғанда;
- сақтандырушы блоктау құрылғылары ақаулы болғанда;
- қарастырылған бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика құралдары ақаулы (немесе жоқ) болғанда;
- қосылған жерлерде конденсаттың ағуы минутына 5 тамшыдан асқанда (технологиялық бу жіберілген кезде);
- стерилизациялау және су-бу камералары есіктері мен қақпақтарының, бақылау-өлшеу аспаптары, құбыржолдар мен арматура қосылыстарының тығыздағыштары герметикалығы бұзылғанда;
- қақпақтардың бекіту бөлшектері ақаулы немесе жиынтығы толық болмағанда;

- екі стерилизация циклінен кейін стерилизаторлардың сыртқы беттерінің (қақпақтар, есіктер, сифон түтіктері) температурасы қоршаған ауа температурасынан 45 °С-тан астам жоғарылағанда (ВКО және ВКУ типті стерилизаторларды қоспағанда);
- екі стерилизация циклінен кейін орталық ысырма тұтқалары мен маховиктердің, қайырмалы болттардың температурасы қоршаған ауа температурасынан 30 °С-тан астам жоғарылағанда. 6.2.5. Бу стерилизаторларын пайдалану кезінде персоналға мыналарға үзілді-кесілді тыйым салынады:
 - жұмыс істеп тұрған стерилизаторды қараусыз қалдыруға;
 - стерилизаторды жерге тұйықтаусыз пайдалануға;
 - сақтандыру клапаны ақаулы немесе реттелмеген күйде, блоктау құрылғылары, көрсеткіш және электрлік контактілі манометрлер ақаулы болғанда, сондай-ақ оларды тексеру мерзімі өткеннен кейін стерилизаторды пайдалануға;
 - стерилизациялау камерасында қысым болған кезде қақпақ немесе есік элементтерінің бекітпесін босатуға. Стерилизатор жұмыс істеп тұрған кезде стерилизациялау үй-жайына кіруге тек қызмет көрсетуші персоналға, сондай-ақ стерилизаторлардың пайдаланылуын қадағалауды жүзеге асыратын тұлғаларға ғана рұқсат етіледі. Стерилизаторларды пайдалануға немесе жөндеуге қатысы жоқ жұмыстарды жүргізуге, сондай-ақ үй-жайларды тарландыратын және ластайтын бөгде заттарды сақтауға тыйым салынады.

Қосымша Ұсынылатын

**Медициналық бу стерилизаторларын қадағалауды ұйымдастыру
және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету туралы бұйрық нысаны**
**Медициналық бу стерилизаторларын қадағалауды ұйымдастыру
және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету туралы**

(емдеу мекемесінің атауы) бойынша
БҰЙРЫҚ _____ қ. № _____ «» _____ 19 ж.

Медициналық бу стерилизаторларын қадағалауды ұйымдастыру, қауіпсіз және авариясыз пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында

БҰЙЫРАМЫН:

1. Медициналық бу стерилизаторларын қадағалауды жүзеге асыру үшін
әкімшілік _____ өкілі _____ болып

тағайындалсын. (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)

2. Медициналық бу стерилизаторларын қауіпсіз пайдалануға жауапты
тұлға _____ болып

тағайындалсын. (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)

3. Жауапты тұлғалар өздерінің күнделікті жұмысында СӘН (салалық әдістемелік нұсқаулық) талаптарын, лауазымдық нұсқаулықтарды басшылыққа алсын.

4. Стерилизациялау бөлімшелерінің басшылары медициналық комиссияның оң қорытындысынан, оқудан, аттестаттаудан өткеннен кейін, сондай-ақ жұмыс орнында нұсқаулық жүргізілген соң персоналды медициналық бу стерилизаторларында жұмыс істеуге бөлімше бойынша жазбаша өкіммен жіберсін.

5. СӘН талаптарына сәйкес медициналық бу стерилизаторларында жұмыс істейтін медициналық және техникалық персоналдың СӘН және техника қауіпсіздігі бойынша басқа да нормативтік құжаттарды білуін тексеру үшін мынадай құрамда тұрақты жұмыс істейтін аттестаттау комиссиясы бекітілсін:

Төраға: Бас инженер (бас дәрігер) – _____ ж-дас.

Комиссия мүшелері:

- Әкімшілік өкілі, стерилизаторларды қадағалауға жауапты – _____ ж-дас.
- Стерилизаторларды қауіпсіз пайдалануға жауапты – _____ ж-дас.
- Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі жөніндегі инженер – _____ ж-дас.
- Кәсіподақ комитетінің өкілі – _____ ж-дас.

6. Қызмет көрсетуші персоналдың білімін тексеруді аталған комиссия келесі жағдайларда жүргізісін: а) мамандығы бойынша жұмыста бір жылдан астам үзіліс болғанда; б) бұрын басқа ұйымдарда аттестатталған персоналды жұмысқа қабылдағанда; в) медициналық бу стерилизаторларын қадағалау жөніндегі әкімшілік өкілінің және кәсіподақтың еңбек техникалық инспекторының талабы бойынша.

7. Осы бұйрыққа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар осы бұйрықтың нөміріне сілтеме жасай отырып, жеке бұйрықпен ресімделсін.

8. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау мекеме басшысы _____ ж-дасқа жүктелсін.

9. Осы бұйрықтың № 1, 2, 3 қосымшалары бекітілсін.
(қолы)

Бұйрыққа № 1 қосымша

Медициналық бу стерилизаторларында өз бетінше жұмыс істеу құқығына аттестатталатын қызметкерлердің тізімі:

Бұйрыққа № 2 қосымша

Стерилизациялау бөлімшелеріндегі қолданыстағы журналдар мен нұсқаулықтардың тізімі:

1. Стерилизациялау циклдерін есепке алу журналы.
2. Жұмыс орнында нұсқаулық өткізу журналы.
3. Стерилизациялау бөлмелерінде жұмыс істеу кезіндегі техника қауіпсіздігі жөніндегі үлгілік нұсқаулық.
4. Бу стерилизаторын дұрыс жүктеу бойынша жадынама-ұсыным.
5. Стерилизатордың паспорты.

Барлық журналдар мен нұсқаулықтар нөмірленген, тігілген және емдеу мекемесінің мөрімен бекітілген болуы тиіс. Паспортты толтыру дайындаушы зауыт белгілеген тәртіппен жүргізіледі.

Бұйрыққа қосымша Медициналық бу стерилизаторларын қадағалауға және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуге жауапты тұлғалардың ұсынылатын құрамы:

1. Стерилизаторларды қадағалауға жауапты тұлға инженерлік-техникалық қызметкерлер арасынан (бас инженер, бас механик, техникалық қызмет басшысы және т.б.) немесе штаттық кестеде жоғарыда аталған инженерлік-техникалық лауазымдар болмаған жағдайда, бас дәрігердің әкімшілік-шаруашылық бөлімі жөніндегі орынбасарынан тағайындалады.

2. Қауіпсіз пайдалануға жауапты тұлға стерилизаторларды пайдаланатын медициналық (фармацевтикалық) персонал арасынан (әдетте, стерилизациялау бөлімшесінің меңгерушісі немесе аға медициналық бике) тағайындалады.

Қосымша

Стерилизациялау бөлімшелері үй-жайларының ауданы Ауруханалар мен диспансерлер

Төсек-орын саны	100	200	400	600	1000
Стерилизациялау үй-жайының ауданы, ш. м	15	20	28	40	60

Перзентханалар

Төсек-орын саны	100	100 - 150	200 - 250	300 - 350
Стерилизациялау үй-жайының ауданы, ш. м	20	26	34	46

Стационар дәріханалары

Төсек-орын саны	200	400	600	800	1000
Стерилизациялау үй-жайының ауданы, ш. м	10	12	16	20	24

Қосымша

Стерилизациялау циклдерін есепке алу журналы

Күні	Материал	Стерилизациялау режимдері	Уақыты	Нәтижесі	Қолы
------	----------	---------------------------	--------	----------	------

Қосымша

Жұмыс орнында нұсқаулықты тіркеу журналының нысаны

Күні	Нұсқау алушының тегі, аты-жөні	Нұсқау алушының мамандығы, лауазымы	Жұмыс орнындағы алғашқы, қайталама, жоспардан тыс, ағымдағы	Нұсқаулықтың нөмірі (немесе оның атауы)	Нұсқау берушінің тегі, аты-жөні, лауазымы	Қолы (Нұсқау беруші)	Қолы (Нұсқау алушы)	Жұмысқа жіберуді жүзеге асырған тұлғаның тегі, аты-жөні, лауазымы	Жұмысқа жіберуді жүзеге асырған тұлғаның қолы
------	--------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	----------------------	---------------------	---	---

			нұсқаулық						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Қосымша

Ұсынылатын

Стерилизациялау бөлмелерінде жұмыс істеу кезіндегі техника қауіпсіздігі бойынша үлгілік нұсқаулық

1. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары

1.1. Стерилизаторларға (автоклавтарға) қызмет көрсетуге 18 жасқа толған, алдын ала медициналық тексеруден, курстық оқудан, біліктілік комиссиясында аттестаттаудан, стерилизаторларға қауіпсіз қызмет көрсету бойынша нұсқаулықтан өткен және электр қауіпсіздігі бойынша 1-тобы бар тұлғалар ғана жіберіледі. Емтихан тапсырған тұлғаларға тиісті куәліктер берілуі тиіс. Куәлігі жоқ тұлғаларды стерилизаторларға қызмет көрсетуге жіберуге тыйым салынады. Стерилизаторларға қызмет көрсетуші персоналдың қасында куәлігі болуы тиіс. Куәліктің қолданылу мерзімі – бір жыл.

1.2. Стерилизациялау бөлмелерінде жұмыс істеу кезінде қызмет көрсетуші персонал қысыммен жұмыс істейтін ыдыстармен, сондай-ақ инфекцияланған материалмен жұмыс істеу кезіндегі электр қауіпсіздігі бойынша талаптарды сақтауға міндетті.

1.3. Мекеме, ұйым басшысының бұйрығымен стерилизаторларды қауіпсіз пайдалануға жауапты, арнайы даярланған, білімі тексерілген және куәлігі бар тұлға тағайындалады.

1.4. Стерилизаторларды қауіпсіз пайдалануға жауапты тұлға қызметкерді жұмысқа жіберер алдында және мерзімді түрде – кемінде 6 ай сайын нұсқаулық журналына жаза отырып, стерилизаторларға қауіпсіз қызмет көрсету бойынша нұсқаулық жүргізеді.

1.5. Стерилизаторға арналған үй-жайда өрт қауіпсіздігі қағидалары сақталуы тиіс.

1.6. Стерилизациялау бөлмесінде стерилизаторларды пайдалануға немесе жөндеуге қатысы жоқ қандай да бір жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады.

1.7. Стерилизациялау бөлмесінде үй-жайды тарылтатын және ластайтын бөгде заттарды сақтауға тыйым салынады.

1.8. Стерилизаторлар жұмыс істеп тұрған кезде стерилизациялау бөлмесіне тек қызмет көрсетуші персоналға, сондай-ақ стерилизаторлардың пайдаланылуын қадағалауды жүзеге асыратын тұлғаларға ғана кіруге рұқсат етіледі.

1.9. Стерилизаторды штепсельдік розеткаға қосуға үзілді-кесілді тыйым салынады.

2. Жұмысты бастар алдындағы қауіпсіздік талаптары

2.1. Жұмысты бастар алдында персонал қорғаныстық жерге тұйықтаудың, сақтандыру клапандарының, блоктау құрылғыларының және бақылау-өлшеу аспаптарының жарамды күйін тексеруге міндетті.

3. Жұмыс кезіндегі қауіпсіздік талаптары

3.1. Стерилизаторларға қызмет көрсетуші персоналға мыналарға үзілді-кесілді тыйым салынады:

а) қақпақтары толық бекітілмеген жағдайда стерилизаторға бу жіберуге немесе стерилизаторды қыздыруды қосуға;

б) бу түзуші бачогында су деңгейі жеткіліксіз болғанда немесе су болмағанда стерилизаторды қосуға;

в) стерилизаторда қысым болған кезде стерилизатордың қақпағын ашуға немесе оның бекітпесін босатуға;

г) оның беріктігі мен тұрақтылығын төмендететін ақаулары бар стерилизаторда жұмыс істеуге;

д) бу түзуші бачогы қысымда болған кезде оған су құюға;

е) гидравликалық сынақ және манометрлерді тексеру мерзімдері өткеннен кейін стерилизаторда жұмыс істеуге;

ж) егер ол қолмен басқарылатын болса немесе автоматикасы (егер сондай орнатылған болса) ажыратылған болса, стерилизатор жұмыс істеп тұрған кезде оны қараусыз қалдыруға.

3.2. Кез келген ерітінділерді стерилизациялау кезінде стерилизатордың есігін стерилизация аяқталғаннан кейін 30 минуттан ерте емес, барынша сақ болып және стерилизатордың есігін қалқан етіп пайдалана отырып ашуға рұқсат етіледі.

4. Авариялық жағдайлардағы қауіпсіздік талаптары

4.1. Стерилизатор келесі жағдайларда тоқтатылуы тиіс:

а) егер жұмыс режимі мен стерилизаторларға қауіпсіз қызмет көрсету бойынша барлық талаптар сақталғанына қарамастан, стерилизатордағы қысым рұқсат етілгеннен жоғары көтерілсе;

б) сақтандыру клапандары ақаулы болғанда;

в) қысыммен жұмыс істейтін стерилизатор элементтерінде жарықтар, ісінулер, дәнекерленген жіктерде бу шығуы немесе дымқылдану, болтты қосылыстарда ағу, тығыздағыштың үзілуі анықталғанда;

г) өрт шыққан жағдайда;

д) манометр ақаулы болғанда (пломба немесе таңба жоқ, тексеру мерзімі өткен, манометрді ажыратқан кезде оның тілшесі шкаланың нөлдік белгісіне қайтып келмейді, шынысы сынған немесе оның көрсеткіштерінің дұрыстығына әсер етуі мүмкін басқа да зақымдар болғанда);

е) сұйықтық деңгейі рұқсат етілгеннен төмендегенде, сондай-ақ сұйықтық деңгейінің көрсеткіші ақаулы болғанда;

ж) қақпақтардың бөлшектері ақаулы немесе толық болмағанда;

з) сақтандырушы блоктау құрылғылары ақаулы болғанда;

и) қарастырылған бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика құралдары ақаулы (немесе жоқ) болғанда;

к) жұмыс спецификасын ескере отырып мүмкін болатын басқа да жағдайларда.

5. Жұмыс аяқталғаннан кейінгі қауіпсіздік талаптары

5.1. Жұмыс (ауысым) аяқталғаннан кейін стерилизаторлардың электр қоректендіруін ажырату және оларда қысымның жоқтығына көз жеткізу қажет.

5.2. Жұмыс кезінде анықталған барлық кемшіліктер мен ақаулар туралы персонал техникалық қызмет көрсету журналына тиісті жазбалар енгізуге және стерилизаторларды қауіпсіз пайдалануға жауапты тұлғаға хабарлауға міндетті.

6. Жұмыс істеушінің нұсқаулық талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілігі

6.1. Қызмет көрсетуші персонал жұмыс режимі және стерилизаторларға қауіпсіз қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықты қатаң орындауға және арматураның, бақылау-өлшеу аспаптарының және сақтандыру құрылғыларының жұмыс істеу жарамдылығын уақтылы тексеруге міндетті.

6.2. Жұмыс режимі және стерилизаторларға қауіпсіз қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықты бұзуға жол берген тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылуы және кезектен тыс білім тексеруден өтуі тиіс.

8-қосымша

Ұсынылатын

Бу стерилизаторын дұрыс жүктеу бойынша жадынама-ұсыным

Стерилизацияның тиімділігі стерилизацияланатын нысандардың стерилизациялау камерасында орналасуына және олардың стерилизациялау қораптарына (бикстерге) орналастырылуына немесе салынуына байланысты.

Стерилизацияланатын нысандарды жүктеу кестесі:

Стерилизация-ланатын нысан	Өлшем бірлігі	Қорап (бикс) типі						
		КСК-3 / КФ-3	КФ-6 / КСК-6	КСК-9 / КФ-9	КСК-12 / КФ-12	КСК-18 / КФ-18	КСПФ-12	КСПФ-16
Бинт	г	150	300	450	600	900	600	800
Мақта	г	65	130	195	260	390	260	350
Сүлгі	дана	1	3	5	7	10	7	9
Халат	дана	-	1	2	3	5	3	4
Жайма	дана	-	1	2	3	5	3	4
Бахила	жүп	2	4	6	8	12	8	10
Хирургиялық	дана	10	20	30	40	60	40	61

телпек								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

9-қосымша

Бу стерилизаторларында жұмыс істеуге жіберілген персоналды оқыту бағдарламасы

Бөлімдердің атауы	Теория (сағат)	Практика (сағат)	Барлығы (сағат)
1. Қысым, қысымды өлшеу бірліктері, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар туралы жалпы түсініктер. Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстармен жұмыс кезіндегі техника қауіпсіздігі	3	-	3
2. Стерилизация процесі туралы түсініктер. Негізгі терминдер мен анықтамалар, стерилизация режимдері мен құралдары. Стерилизация нысандары	2	-	2
3. Бүмен стерилизациялау әдісі. Бу стерилизаторларының құрылымдық принципі және техникалық сипаттамалары	3	-	3
4. Жұмыс режимдері, стерилизацияның негізгі параметрлерін реттеу шектері. Стерилизация циклдерін өткізу әдістемесі	2	5	7
5. Көлденең типтегі (ГК) бу стерилизаторларының конструкциясын зерттеу. Медициналық нысандарды стерилизациялау циклдерін өткізу тәртібі	3	5	8
6. Тік дөңгелек стерилизаторлардың (ВК) конструкциясын зерттеу. Ерітінділері бар құтыларды стерилизациялау ерекшеліктері	4	5	9
7. Тікбұрышты бу стерилизаторларының (ГП, ГПД) конструкциясын зерттеу. Автоматты және қолмен басқару тәртібі	5	7	12
8. Шетелдік өндірістегі бу стерилизаторларының конструкциясын зерттеу ерекшеліктері	2	4	6
9. Персоналға қойылатын лауазымдық талаптар. Құжаттама жүргізу тәртібі. Санитарлық режим және санитарлық өңдеу	3	2	5
10. Бу стерилизаторларымен жұмыс істеу кезіндегі техника қауіпсіздігі. Алғашқы көмек көрсету. Ақаулар және оларды жою шаралары	4	-	4
11. Қорытынды сабақ, өткен материал бойынша сынақ қабылдау	4	-	4
БАРЛЫҒЫ	35	28	61

Қосымша

Персоналдың білімін тексеру (аттестаттау) хаттамасының нысаны

(мекеменің атауы)

№ ____ ХАТТАМА

білімді тексеру жөніндегі аттестаттау комиссиясының

(СӘН атауы, қағидалар, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, техника қауіпсіздігі)

бу стерилизаторларымен өз бетінше жұмыс істеуге рұқсат беру құқығына

(мекеменің, бөлімшенің атауы)

«» _____ 20 ж.

№ р/с	Тегі, аты, әкесінің аты, білімі	Мамандығы (лауазымы)	Білімін бағалау	Комиссия қорытындысы	Қорытындымен танысқаны туралы қолтаңба
----------	---------------------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------	--

Аттестаттау комиссиясының төрағасы _____ (қолы)

Аттестаттау комиссиясының мүшелері _____ (қолы)